



**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «ДРАЙВ»**

ТАА «ДРАЙВ»

пр. Незалежнасці, д. 185, памяшканне 16,
220125, г. Мінск
тэл. (+375 17) 374 00 17,
www.drivems.by, e-mail: drive@drive-by.net
УНП 100177569, АКПА 14731753
Р/р ВУ30 ВПСВ 3012 0099 0001 3933 0000
у ААТ «Сбер Банк»,
пр. Незалежнасці, 32А-1, 220030, г. Мінск,
БІК ВПСВВУ2Х

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРАЙВ»
ООО «ДРАЙВ»**

пр. Независимости, д. 185, помещение 16,
220125, г. Минск
тел. (+375 17) 374 00 17,
www.drivems.by, e-mail: drive@drive-by.net
УНП 100177569, ОКПО 14731753
Р/с ВУ30 ВПСВ 3012 0099 0001 3933 0000
в ОАО «Сбер Банк»,
пр. Независимости, 32А-1, 220030, г. Минск,
БИК ВПСВВУ2Х

30 ноября 2022 года № 1474П

На № _____ от _____

**Всем заинтересованным
организациям**

**Пояснительная записка по правилам безопасной эксплуатации
цифровых медицинских изделий**

Невыполнение изложенных ниже рекомендаций может привести:

- подвергнуть риску жизнь и здоровье медицинского персонала и пациентов;
- к серьёзным нарушениям в работе цифрового медицинского изделия;
- к признанию выхода из строя оборудования не гарантийным случаем.

Ни в коем случае не следует использовать медицинское изделие в целях не соответствующих его назначению и не описанных производителем в руководстве пользователя. Любые изменения в конфигурации, составе или конструкции цифрового медицинского изделия (замена центрального процессора, оперативной памяти, жестких дисков, мониторов и т.п.) должны быть согласованы и одобрены производителем медицинского изделия.

Не следует:

- отключать либо изменять конфигурацию параметров безопасности установленных производителем;
- устанавливать и настраивать самостоятельно не верифицированные производителем антивирусные программные продукты, блокировщики рекламы и программы для контроля сетевого трафика;
- устанавливать стороннее программное обеспечение, компоненты, обновления или приложения которые не требуются для выполнения предполагаемой функции цифрового медицинского изделия или для обеспечения безопасности системы.

Например, цифровое медицинское изделие не следует использовать для обмена электронной почтой, мгновенными сообщениями (чата), прямого обмена файлами, работы в социальных сетях или для других услуг, которые позволяют передавать информации на устройство или с устройства, за исключением случаев напрямую описанных и указанных производителем в руководстве пользователя (например службы DICOM);

- подключать к медицинскому изделию персональные носители данных или устройства, такие как внешние накопители (карты памяти, внешние диски, USB Flash накопители), мобильные телефоны и т.д. Если рабочие процессы требуют переноса данных на внешние накопители, следует неукоснительно выполнять указания, установленные внутренними правилами и политиками безопасности для снижения рисков возникновения неблагоприятных последствий;
- использовать цифровое медицинское изделие в непроверенных и незащищенных общественных цифровых сетях;
- допускать к использованию медицинского изделия неквалифицированный и не обученный соответствующим образом персонал.

Необходимо:

- проводить постоянный мониторинг свободного места на встроенных в медицинское изделие носителях информации и своевременно предпринимать меры при обнаружении опасного сокращения объемов свободного дискового пространства выделенного для хранения данных;
- устанавливать уникальные пароли доступа к системе и регулярно менять их;
- при организации локальной вычислительной сети обеспечивать сетевую сегментацию между цифровым медицинским изделием и другими устройствами, работающими в одной сети, которые не требуют связи с ним;
- обеспечить безопасный и контролируемый доступ к медицинскому изделию лицам, имеющим соответствующую квалификацию и права.

С уважением,
Начальник ПО ООО «ДРАЙВ»



Ф.С. Кузнецов

+375 (17) 359-49-11
service@drive-by.net