



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДAROЎЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА  
УСТАНОВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ  
"35-Я ГАРАДСКАЯ КЛІНІЧНАЯ  
ПАЛІКЛІНІКА"

вул. Сярова, 15, 220024, г. Мінск  
тэл. / факс (017) 355 63 99  
e-mail: lpu35gp@mail.belpak.by  
р/р BY26BPSB36041088820179330000 № 700 по  
г. Мінску і Мінскай вобласці ОАО "Сбер Банк", (BIC)  
BPSBBY2X г. Мінск, вул. Чкалава, 18, корп.1  
УНП 190503836, АКПА 37629566

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"35-Я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА"

ул. Серова, 15, 220024, г. Минск  
тел. / факс (017) 355 63 99  
e-mail: lpu35gp@mail.belpak.by  
р/с BY26BPSB36041088820179330000 № 700 по  
г. Минску и Минской области ОАО "Сбер Банк"  
(BIC) BPSBBY2X г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп.1  
УНП 190503836, ОКПО 37629566

09.03.2022 № 1-06/279  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ООО «ДРАЙВ»

О предоставлении информации

Администрация учреждения здравоохранения «35-я городская клиническая поликлиника» на Ваш запрос отзыва об эксплуатации оборудования №430п от 03.03.2022г сообщает:

Аппарат рентгеновский диагностический стационарный Космос 330 (в исполнении для скрининга лёгких) и комплекс программно-технический "Медицинская диагностическая станция" введены в эксплуатацию 20.05.2020г, активная работа кабинета с 03.06.2020г..

Ответы на заданные вопросы представлены в таблице ниже.

Как вы оцениваете диагностическое качество получаемых изображений в сравнении с другими аппаратами для скрининга лёгких?
<u>В сравнении с ранее установленным аппаратом, диагностическое качество получаемых снимков гораздо выше.</u>
Пропускная способность кабинета с установленным в Вашем УЗ аппаратом Космос 330:
<u>Время работы кабинета за сутки: 10 часов (с 8:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00)</u>
<u>Количество исследований в сутки: ориентировочно от 50 до 100 человек</u>
<u>Останавливали ли Вы работу на аппарате в связи с перегревом аппарата и/или его составляющих частей, например рентгеновской трубки? Нет</u>
<u>По возможности сравните время проведения одного исследования на аппарате Космос 330 и других аппаратах, применяемых для скрининга лёгких: Космос 330 – 1 минута/ Космос Томо Универсал – 3-5 минут</u>
Устраивает ли Вас текущий рабочий процесс? Если нет, то опишите причину подробнее.
<u>Да (устраивает)</u>
Вписался ли аппарат в рабочий процесс, ранее существующий в УЗ?
<u>Да</u>
Есть ли у Вас ещё какие либо просьбы, замечания, предложения касательно аппарата Космос 330 и установленной в комплекте медицинской диагностической станции?
<u>Помимо исследований ОГК, на аппарате успешно выполняем исследования ППН и позвоночника в положении стоя.</u>

Главный врач

А.Н. Линдеров